



Váš kompetentní partner

kompletní zařízení ordinací a laboratoří
přístroje a materiály
poradenství
školení
servis



Novinka pro zubní laboratoře Výrobce DENTONA

0,00 % expanze
100% přesnost

- ✓ Jedinečná modelovací sádra Zero Stone
- ✓ 100% přesnost, bez kontrakce, expanze a objemových změn
- ✓ Vhodné pro modely všech prací na implantátech a teleskopech
- ✓ Ještě přesnější modely u skeletů, dlah, protiskusů
- ✓ Usnadnění práce díky perfektním výsledkům

Poměr při míchání:	23ml : 100g	Tvrдост po 24 h	> 200 N /mm ²
Doba míchání:	30 sek	Tvrдост po 30 / 60 min:	
Doba zpracování:	ca. 7 – 8 min	Pevnost v tlaku 1 / 24 h:	ca. 40 / > 80 MPa
Doba tuhnutí:	ca. 15 – 16 min	Expanze DIN:	0,00%

Produkt	Obj. číslo	Balení	Cena/Kč/vč.DPH	
Zlatohnědá	12005	22 kg	3 209,00	
		3 x 5 kg	2 388,00	
		12001	1 x 5 kg	1 103,00
Slonová kost	12000	2 x 1.200 g	675,00	
		12015	22 kg	3 209,00
		3 x 5 kg	2 388,00	
Apricot	12011	1 x 5 kg	1 103,00	
		12010	2 x 1.200 g	675,00
		12025	22 kg	3 209,00
Apricot	12025	3 x 5 kg	2 388,00	
		12021	1 x 5 kg	1 103,00
		12020	2 x 1.200 g	675,00